

Укладка пациента на спину, центрирование головы по средней линии.

Программа «синусы» или «орбиты», использовать при сканировании, а не восстанавливать после.

Ultra high resolution, Фильтр мягкотканый. Питч минимальный, без явной зернистости. Толщина среза менее 1 мм, лучше – 0.5 мм. БЕЗ наклона Gantry. Зона обследования:

- a. нижняя граница - ниже края нижней челюсти;
- b. верхняя граница - выше теменной кости;
- c. латеральные границы - латеральной височно-нижечелюстных суставов;
- d. задняя граница - сзади от затылочной кости, весь череп;
- e. передняя граница - кпереди от края верхней и нижней челюсти, весь череп.

Все сканирование за одну спираль. Запись диска в формате DICOM с eFilm Lite. Отследить, что не было движений во время исследования, чтобы попали все зоны в соответствии с заказом. Не использовать во время исследования валики для фиксирования положения головы.